

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σετ άντλησης Θηλάστρου Πλήρες - Ατομικής Χρήσης

- Να είναι **ατομικής χρήσης**, Ready to Use για να παρέχεται ασφάλεια και αποφυγή επιμολύνσεων (**Covid-19**, ηπατίτιδα, σταφυλόκοκκος,)
- Η διαδικασία παραγωγής σε πάνω από 150° C, να καθιστά το σετ θηλάστρου ασφαλές χωρίς να υπάρχουν παθογόνα βακτηρίων στα προϊόντα (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *B-Streptococci*, *Streptococcus pneumoniae*, *A-Streptococci*, *Staphylococcus aureus*, *Clostridium botulinum*, *Clostridium difficile* κ.α.).
- Να είναι κλάσης IIa ιατροτεχνολογικό προϊόν και να αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση κατασκευαστή.
- Να διαθέτει αποσπώμενο τμήμα της χοάνης ούτως ώστε να δέχεται χοάνες διαφόρων μεγεθών και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μητέρων-χρηστών.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο συνδετικό εξάρτημα (Cup – Φίλτρο) για τη δημιουργία κενού.
- Το υλικό κατασκευής να είναι από πολυπροπυλένιο (PP), να μην περιέχει δισφαινόλη Α (BPA) και να αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση κατασκευαστή.
- Να κατατεθεί σήμα CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ