

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ**

- Συσκευή νεφελοποίησης κατάλληλη για χρήση με αναπνευστήρες της ΜΕΘ διαφόρων τύπων, φορητούς αναπνευστήρες, ΒΙΡΑΡ, Hi-Flow και όλες τις αναπνευστικές συσκευές μηχανικού αερισμού.
- Να είναι κατάλληλη για ενήλικους, παιδιά και νεογνά.
- Να είναι συμβατή με γεννήτρια αερολύματος παλλόμενου πετάσματος. Η λειτουργία της να μην επηρεάζει τις παραμέτρους των αναπνευστικών συσκευών.
- Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220V/50Hz, αλλά και μέσω ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
- Να συνοδεύεται με διάταξη στήριξης της συσκευής σε ράγα ή στατό, τροφοδοτικό AC 220V/50Hz και καλώδιο νεφελοποίησης.
- Να διαθέτει χρονοδιακόπτη για νεφελοποίηση για 30 λεπτά καθώς και δυνατότητα συνεχούς νεφελοποίησης