

Αισθητήρας ελέγχου υπέρβασης θερμοκρασίας

Τεχνικές προδιαγραφές

Αισθητήρας ελέγχου υπέρβασης θερμοκρασίας για
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10°C .

Να διαθέτει κομβίο ενεργοποίησης της λειτουργίας του
αισθητήρα.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας να υποδεικνύεται με
χρωματικό κώδικα.

Εφόσον πραγματοποιηθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας
άνω των 10°C να υπάρχει επίσης χρωματική υπόδειξη, που
να υποδηλώνει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έκθεσης
του αίματος σε θερμοκρασία άνω των 10°C .

Να είναι μίας χρήσεως.

Διάρκεια ζωής 3 ώρες μετά την ενεργοποίηση του.

Προορίζεται για ιατρική χρήση.