

Σύστημα πολυσακχαρίτη

Αναλυτική προδιαγραφή

Αιμοστατικό σύστημα πολυσακχαρίτη από σωματίδια απορροφήσιμου τροποποιημένου πολυμερούς (Amp) και εφαρμογείς παροχής. Τα σωματίδια AMP να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα και να προέρχονται από καθαρό φυτικό άμυλο. Η συσκευή να μην περιέχει συστατικά ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης. Το υλικό να έχει δυνατότητα παραμονής στον οργανισμό για 2-3 ημέρες και να απορροφά 3,5 gr υγρών ανά 0,0005 gr προϊόντος στα πρώτα 60". Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων, όπως ΩΡΛ, καρδιοχειρουργική, αγγειοχειρουργική, ουρολογία, γενική χειρουργική και γυναικολογία.

Να διαθέτει applicator μήκους 90mm, 200mm και 380mm, προκειμένου να είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοιχτές, λαπαροσκοπικές και ρομποτικές επεμβάσεις.

Δυνατότητα χρήσης με cell saver για σημαντική μείωση κόστους μέχρι και 48% σε σχέση με δωρεά αίματος, μείωση αλλογενούς αίματος και ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για μ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
4 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ
ΔΙΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΜΚΑ: 25126600052 - Α.Μ. ΤΣΑΥ: 74265