

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΘΗΤΗΡΑ APC (ARGON PLASMA COAGULATION) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ ARGON PLASMA

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΑΓΙΟΤΗΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΟ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΚΡΟΥ ΑΧΙΑΛ , RADIAL ΚΑΙ LATERAL

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.00 mm, 2.5mm και 3.7mm ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 1500mm, 2200mm και 3000mm .

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ OLYMPUS ESG-300 ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ARGON ARU-300

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΜΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ
Α.Μ. Π.Α.Υ. 77629
Α.Μ.Κ.Α. 22015700