

**Μονοπολική διαθερμία με ενσωματωμένο probe ηλεκτροστατικής
καθίζησης διάσπασης καπνού**

- Να είναι μιας χρήσης
- Να διαθέτει ξεχωριστά κουμπιά, κίτρινο για κοπή και μπλε για αιμόσταση
- Να διαθέτει ενσωματωμένο probe ηλεκτροστατικής καθίζησης που διασπά τον καπνό από χειρουργική επέμβαση και άλλα σωματίδια που παράγονται κατά τη χρήση εργαλείων ραδιοσυχνοτήτων και υπερήχων και οποιοδήποτε χειρουργικά εργαλεία ενέργειας .
- Να ενεργοποιείτε αυτόματα το probe όταν εντοπίζει ενέργεια στο χειρουργικό πεδίο.
- Να συνδέεται με γεννήτρια που να μπορεί να ρυθμίζει τον χρονισμό και το πλάτος της τάσης διαχείρισης καπνού
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με οποιοδήποτε εργαλείο μονοπολικής διαθερμίας, Rf και υπερήχων
- Να χρησιμοποιεί χαμηλή τάση και ενέργεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΕΧΕΦΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΕΧΕΦΕΑ