

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΒΕΛΟΝΑ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να διεισδύει ομαλά στον ιστό.
- Να είναι αποστειρωμένη μιας χρήσεως
- Η καθοδήγηση της βελόνας να πραγματοποιείται αξιόπιστα χάρη στη χειροκίνητη ανάκληση της βελόνας.
- Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας.
- Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική λαβή για άνετη χρήση.
- Η επιλογή της κατάλληλης βελόνας να πραγματοποιείται γρήγορα λόγω του μόνιμου χρωματικού κωδικού στη συσκευασία
- Η βελόνα διατίθεται να με σπειροειδή προστατευτικό για την αποφυγή πλευρικής διάτρησης
- Να διαθέτει ευρύ αυλό για ευκολότερη έγχυση παχύρευστων διαλυμάτων
- Να διαθέτει εργοστασιακό prospectus που να αναγράφει όλα τα χαρακτηριστικά
- Να διαθέτει μελέτες και βιβλιογραφική τεκμηρίωση που να μπορούν να προσκομισθούν όταν ζητηθεί .
- Να γίνει προσκόμιση δείγματος εφόσον αυτό ζητηθεί από το τμήμα.
- Να γίνετε προσκόμισή πρωτότυπου εργοστασιακού προσπεκτους όπου θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των ειδών.
- Να είναι άμεσα διαθέσιμη και να προσκομισθεί δείγμα προς επίδειξη
- Το άκρο της βελόνας να σχηματίζει λοξή τομή γωνίας 14° για ανώτερο πεπτικό και 30° για κατώτερη εφαρμογή στο βλεννογόνο για να αποφεύγονται τραυματισμοί .
- Η χρήση να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση σε συνθέτες ενδοσκοπικές πράξεις (EMR,ESD,κλπ)
- Να διατίθεται για ελάχιστο κανάλι εργασίας 2.0mm ,2.2mm,2.6mm, 2.8mm με μήκος καθετήρα 1800mm και 2300mm, σε μήκη βελόνας 3,4,5 και 6mm και σε διαμέτρους 19,22,23,24 και 26G.