

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

Να παραδίδεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.

Να είναι συμβατό με τα κανάλια βιοψίας / εργασίας εύκαμπτων ενδοσκοπίων όλων των τύπων και οίκων κατασκευής.


Να είναι ιδανικό για επείγουσες αιμορραγίες ανώτερου πεπτικού, για εντερορραγίες και για κολονοσκοπήσεις σε ακάθαρτο ή κακώς προετοιμασμένο έντερο.

Η χρήση του να προστατεύει το ενδοσκόπιο από βλάβες, να μειώνει τη διάρκεια της ενδοσκόπησης και να εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση της.

Το Ενδοσκοπικό Σύστημα Άμεσης Αναρρόφησης Διπλού Αυλού να αποτελείται από τα παρακάτω μέρη :

- 1) Βαλβίδα σύνδεσης με κανάλι βιοψίας ενδοσκοπίου. Η βαλβίδα να φέρει προέκταση για πλύσεις και οπή για ταυτόχρονη εφαρμογή ενδοσκοπικών καθετήρων.
- 2) Σωλήνα αναρρόφησης.
- 3) Προέκταση διπλού αυλού για ταυτόχρονη σύνδεση με το ακροφύσιο αναρρόφησης του ενδοσκοπίου και το σωλήνα αναρρόφησης της φιάλης του ενδοσκοπικού εργαστηρίου.
- 4) Ενδείξεις τοποθέτησης, σε κάθε αυλό, για διευκόλυνση του χρήστη κατά την εφαρμογή.
- 5) Σφραγιστικό κλάμερ, για απομόνωση του αυλού που να συνδέεται με την αναρρόφηση του ενδοσκοπίου.
- 6) Αυτόματη βαλβίδα, για ενεργοποίηση άμεσης αναρρόφησης μέσω του καναλιού βιοψίας.
- 7) Σταθεροποιητική ταινία για προσαρμογή της βαλβίδας επάνω στο ενδοσκόπιο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ'. Below the signature is a faint, circular official stamp. The text within the stamp is partially legible and includes 'ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ', 'ΕΠΕΡΕΤΕΡΟΛΟΓΙΟ', and 'ΕΠΕΡΕΤΕΡΟΛΟΓΙΟ'.