

α/α

Υλικό ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ

Χώρος που θα χρησιμοποιηθούν:

Το σετ συνδυασμένης ραχιαίας επισκληριδίου πρέπει να αποτελείται:

- α] να αποτελείται από βελόνα υπαραχνοειδούς 26G και επιλεκτικά 27G με ειδικό άκρο Pencil Point
 - β] από βελόνα επισκληριδίου TUOHY 16 ή 18 G, με ελαφρά πτερύγια με δυνατότητα να αφαιρούνται, ανθεκτική στη στρέβλωση και την αντίσταση προώθησης, με το μικρότερο δυνατόν άνοιγμα στο τελικό άκρο ($< \text{ή} = 2\text{mm}$). Να έχει χρήσιμο μήκος 8 cm και να έχει διαβαθμίσεις ανά 1 cm. Ο εσωτερικός στυλεός κατά προτίμηση να είναι πλαστικός και να αποσύρεται εύκολα
 - γ] από οδηγό υποβοήθησης τοποθέτησης καθετήρα επισκληριδίου
 - δ] από διαφανή καθετήρα επισκληριδίου, εύκαμπτο και ατραυματικό, από NAYLON, ακτινοσκοπικό, ανθεκτικό στο δίπλωμα και βαθμονομημένο σε διαστήματα 5,6,7,8,9,10 και 15 cm, μεγέθους 16 ή 18 G, χωρίς μεγάλη αντίσταση στη ροή των υγρών και με τουλάχιστον δύο σπείρες στην άκρη
 - ε] από ειδική πλαστική σύριγγα ανίχνευσης απώλειας της αντίστασης διαβαθμισμένης χωρητικότητας 10 ml
 - στ] από επίπεδο, διαφανές αντιμικροβιακό φίλτρο που να παρέχει πλήρη προστασία, διηθητικής ικανότητας 0,2 μm με άκρα σύνδεσης Luer Lock, που να προσαρμόζεται στον Υ
- Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Πιθανολογούμενη 6/μηνιαία ποσότητα:

1300