

Ειδικό σετ αφαίρεσης LDL/LP(a) αφαίρεσης μέσω διπλής διήθησης πλάσματος.

Το σετ να αποτελείται από ξεχωριστά τμήματα γραμμών, ώστε να μπορεί να γίνει αντικατάσταση μεμονωμένα τμήματος εάν απαιτηθεί. Να μπορεί να πάρει φίλτρο διαχωρισμού πλάσματος μεγάλου εύρους τιμών από 0.1m^2 - 1.0m^2 ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία του ασθενούς και να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεγέθους του φίλτρου κατακράτησης 1.0m^2 - 2.0m^2

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

.Ειδικά τριχωειδικα φίλτρα κατακράτησης λιπιδίων από polyethersulfone(PES) + Polyvinylpyrrolidone (PVP)

.Μέγεθος 1.0 και 2.0m^2 μικροπορων $40\text{ }\mu\text{m}$.

.Μέθοδος αποστείρωσης Beta Rays

.Κατάλληλα για θεραπεία διπλής διήθησης πλάσματος.

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

.Ειδικά τριχωειδικα φίλτρα διαχωρισμού πλάσματος από Polyethersulfone (PES) κατάλληλα για θεραπείες διπλής διήθησης πλάσματος

. Υλικό περιβλήματος Copolyester BRA FREE.

.με ευρως μεμβράνης από 0.1m^2 έως και 1.0m^2

. Δυνατότητα επιλογής μεθοδου αποστείρωσης με ατμό ή ακτινοβολία.

. Ροή πλάσματος 20-30% της ροής αίματος.