

Αποστειρωμένο διαφανές αντιμικροβιακό αυτοκόλλητο επίθεμα εμποτισμένο με γέλη γλουκονικής χλωρεξιδίνης CHG 2%.

- Να χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση ΚΦΚ καθετήρων.
- Να διαθέτει εμποτισμένο ταμπόν με 2% γέλη γλουκονικής χλωρεξιδίνης, που βοηθάει στην μείωση του ρυθμού αποικισμού του δέρματος κατά τη χρήση σε ασθενείς με φλεβικούς και αρτηριακούς καθετήρες διατηρώντας την αντιμικροβιακή δράση του καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του.
- Να είναι συνδυασμός διαφανούς φιλμ και υφασμάτινης αυτοκόλλητης ταινίας προκειμένου να επιτρέπει τον αντιμικροβιακό οπτικό έλεγχο στο σημείο εισόδου του καθετήρα και να βοηθάει στην αναπνοή του δέρματος.
- Να διαθέτει δύο (2) μη υφασμάτινες ταινίες συγκράτησης του καθετήρα για ασφαλή χρήση, μία (1) για τη σήμανση της ημερομηνίας αλλαγής του επιθέματος και διπλή κάλυψη της μεμβράνης, προς ενίσχυση της προστασίας του από εξωτερικούς παράγοντες.
- Να είναι αδιάβροχο και αποστειρωμένο για προστασία από εξωτερικούς παράγοντες όπως υγρά, βακτήρια και ιούς.
- Να είναι διαπερατό στην αναπνοή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξάτμιση της υγρασίας από το δέρμα.
- Να διαθέτει πιστοποιημένη βιοσυμβατότητα βάση του ISO-10993 χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό και ευαισθησία.
- Να πληροί τα επίπεδα αναπνευστικότητας MVTR βάσει του ISO – 13726.
- Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει έως και 7 ημέρες, δημιουργώντας αντιμικροβιακό και αντικό φραγμό, χωρίς να αλλοιωθεί η αποτελεσματικότητά του.
- Να φέρει σήμανση CE βάση της κατηγορίας III των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Διαστάσεις 8,5 x 11,5cm, συσκευασμένο σε αποστειρωμένη συσκευασία.