

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA

Το σέτ να είναι αποστειρωμένο και να περιέχει σε ξεχωριστή συσκευασία τα απαραίτητα υλικά για την περιποίηση του σημείου φλεβοκέντησης πριν και μετά την αιμοκάθαρση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την έναρξη της συνεδρίας

- Ένα αποστειρωμένο, απορροφητικό, αδιάβροχο ,χειρουργικό πεδίο
- Ένα ζεύγος αποστειρωμένα γάντια Latex, μεσαίου μεγέθους
- Τρία τολύπια αποστειρωμένα μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους
- Δύο ειδικά , αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα με εγκοπή σε σχήμα U για σταθεροποίηση της βελόνας fistula
- Τέσσερα αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για σταθεροποίηση των αρτηριοφλεβικών γραμμών

Για τη λήξη της συνεδρίας

- Ένα ζεύγος αποστειρωμένα γάντια Latex, μεσαίου μεγέθους
- Δύο τολύπια αποστειρωμένα διαμέτρου 8 εκ.
- Τέσσερις αποστειρωμένες γάζες 7,5x7,5 εκ.8 φύλλων
- Δύο ειδικά , αντιαλλεργικά αυτοκόλλητα για αιμόσταση
- Δύο ειδικά πίεστρα, από εύκαμπτο πλαστικό, με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης για αιμόσταση

Το προϊόν να φέρει σήμανση CE